



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

STECCOBENDA - per braccio

Codice di riferimento: 34681

Marca: GIMA

Prezzo: 57.5€

CARATTERISTICHE:

Questi supporti immobilizzano gli arti in modo pratico ed efficiente. Ogni steccobenda può essere modellata per adeguarsi ai bisogni specifici di ogni paziente. Assicura un elevato livello di supporto rigido: grazie alla sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon laminato idrorepellente assemblata ad una stecca in metallo rigido. Una fascia in velcro consente un fissaggio rapido. Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5 pezzi.

MARCA E MODELLO:

GIMA 34681

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**