



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## STERI-STRIP 3M - 75 x 3 mm

**Codice di riferimento:** 34909

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 51.24€

### CARATTERISTICHE:

Medicazioni originali 3M - Suture adesive sterili - R1540 STERI-STRIP™ - 75 x 3 mm Minimo di vendita: 50 conf. da 5 stripsp Nastri per suture cutanee in TNT poroso rivestito con un adesivo ipoallergenico sensibile alla pressione e rinforzato ulteriormente con filamenti di poliestere.

### MARCA E MODELLO:

GIMA 34909

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

250 pz. (50 buste da 5 pz.)

 **Acquista subito**