



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX - 20 I

**Codice di riferimento:** 35586

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 1220.6€

### CARATTERISTICHE:

Struttura interna e ripiani regolabili in altezza in acciaio inox. Chiusura a chiave. **Unità digitale:** Tunnel di aereazione regolabili, posti sul lato destro in basso e sul lato sinistro in alto per la regolazione e circolazione dell'aria calda, utile per un raffreddamento rapido dell'apparecchio.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Funzionamento elettronico c.p.s.
- Modalità d'uso: continuo (stand-by) o temporizzato
- Temporizzatore da 0 a 250 minuti
- Distribuzione ottimale del calore
- Indicazione automatica di eventuali problemi di alimentazione (in caso di mancata tensione di rete, il programma ripartirà dall'inizio)
- Tensione di funzionamento: 230V - 50/60 Hz (110 V su richiesta con sovrapprezzo)

### MARCA E MODELLO:

GIMA 35586

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**