



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX - 60 l

Codice di riferimento: 35587

Marca: GIMA

Prezzo: 1473.1€

CARATTERISTICHE:

Struttura interna e ripiani regolabili in altezza in acciaio inox. Chiusura a chiave. **Unità digitale:** Tunnel di aereazione regolabili, posti sul lato destro in basso e sul lato sinistro in alto per la regolazione e circolazione dell'aria calda, utile per un raffreddamento rapido dell'apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Funzionamento elettronico c.p.s. • Modalità d'uso: continuo (stand-by) o temporizzato • Temporizzatore da 0 a 250 minuti • Distribuzione ottimale del calore • Indicazione automatica di eventuali problemi di alimentazione (in caso di mancata tensione di rete, il programma ripartirà dall'inizio) • Tensione di funzionamento: 230V - 50/60 Hz (110 V su richiesta con sovrapprezzo)

MARCA E MODELLO:

GIMA 35587

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**