



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX TERMOVENTILATA - 60 l

Codice di riferimento: 35584

Marca: GIMA

Prezzo: 1192.6€

CARATTERISTICHE:

Struttura interna e ripiani regolabili in altezza in acciaio inox. Chiusura a chiave. **Unità termoventilata:** Per garantire l'uniformità della temperatura all'interno della camera di riscaldamento e permettere la circolazione dell'aria, il dispositivo è munito di una ventola cablata, internamente ai carter di protezione, che risulta sempre in funzione, sia durante il ciclo di riscaldamento sia durante le pause di raffreddamento. Fornito con 2 vassoi regolabili in altezza e manuale in: GB, FR, IT, ES.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Temporizzatore 0-120 minuti che disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato
- Termometro a sonda da 0° a 200°
- Termoregolatore a sonda da 0° a 200°
- Termostato di sicurezza
- Ventola per ventilazione forzata
- Doppia lampadina di controllo

MARCA E MODELLO:

GIMA 35584

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**