



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Stetofonendoscopio Pediatrico In Acciaio Inox - Nero

Codice di riferimento: DM540N

Marca: LOGIKO

Prezzo: 58.2€

CARATTERISTICHE:

Stetofonendoscopio PEDIATRICO a doppia testa in acciaio inox satinato di Ø 40/26 mm e di 20 mm di H. Archetto biauricolare con molla assemblata all'interno del tubo. Anello antifreddo su entrambi i lati.

MARCA E MODELLO:

LOGIKO DM540N

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**