

Numero Verde

800 172547



Da cellulare

030 7777942

Stetofonendoscopio pediatrico LF-304

Codice di riferimento: LF-304

Marca: INTERMED

Prezzo: 11.8€

Caratteristiche dello stetofonendoscopio pediatrico

Lo stetofonendoscopio pediatrico LF-304 permette al medico di eseguire una precisa auscultazione cardiaca e polmonare nei soggetti pediatrici. È caratterizzato da una doppia testa in alluminio che presenta una campana piccola per il rilevamento dei suoni cardiaci e una campana grande per quelli polmonari. Il tubo, le olive auricolari rigide e la membrana sono realizzati in PVC, completamente privi di lattice, l'archetto biauricolare invece è in rame cromato.

Per eseguire la pulizia dello strumento è sufficiente l'utilizzo di un panno morbido e un detergente non aggressivo.

Specifiche tecniche

- Diametro campana: 35 mm / 25 mm
- Lunghezza tubo in PVC: 63 cm

Marca e modello

INTERMED codice LF-304

Altri modelli disponibili

- [Stetofonendoscopio Littmann Classic II pediatric](#)

 **Acquista subito**