



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

STETOSCOPIO ERKA FINESSE - adulto - grigio scuro - 550.000.05

Codice di riferimento: 32263

Marca: GIMA

Prezzo: 70.1€

CARATTERISTICHE:

Il doppio padiglione reversibile permette di affrontare ogni evenienza della pratica clinica quotidiana. Il lato a membrana garantisce l'auscultazione ottimale dell'intero spettro di frequenze e il lato a campana aperta è progettato specificamente per le basse frequenze.

- La membrana convessa pre-tensionata ERKA offre risonanza e suono eccellenti.
- L'anello antibruido assicura il massimo comfort del paziente.
- La superficie cromata lucida non porosa e il padiglione in ottone ne assicurano la perfetta igiene.
- Il tubo a due canali interni paralleli previene qualsiasi rumore causato dallo sfregamento di due tubi separati.
- Grazie alla molla integrata separatamente nel tubo, non c'è perdita acustica tra il padiglione e l'orecchio.
- Archetto standard inclinato a 15° per adattarsi al canale auricolare del singolo utilizzatore.
- Disegno ergonomico e olive supermorbide forniscono un'eccellente tenuta acustica dall'interferenza di rumori esterni con massimo comfort dell'utilizzatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 32263

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

