



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **STETOSCOPIO ERKAPHON PADIGLIONE PIATTO - alluminio - nero - 544.000.10**

**Codice di riferimento:** 32344

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 35.8€

### **CARATTERISTICHE:**

Stetoscopio con padiglione doppio per passare dalla funzione a membrana a quella a campana. Il lato a membrana è adatto per auscultare i suoni ad alta e bassa frequenza, mentre il lato a campana è progettato per gli impulsi cardiaci. Stetoscopi con alta qualità di precisione, per un'acustica eccellente.

Produzione tedesca. Tutti gli stetoscopi sono dotati di tubo a Y di 56 cm, archetto e padiglione di ottone cromato (32350 e 32358), o di alluminio (32344-7), membrana Ø 44 mm, campana Ø 30 mm (solo 32358).

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

### **MARCA E MODELLO:**

Gima - Codice 32344

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

 **Acquista subito**