



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

STETOSCOPIO ERKAPHON PADIGLIONE PIATTO - alluminio - rosso - 544.000.30

Codice di riferimento: 32347

Marca: GIMA

Prezzo: 28.1€

CARATTERISTICHE:

Stetoscopio con padiglione doppio per passare dalla funzione a membrana a quella a campana. Il lato a membrana è adatto per auscultare i suoni ad alta e bassa frequenza, mentre il lato a campana è progettato per gli impulsi cardiaci. Stetoscopi con alta qualità di precisione, per un'acustica eccellente.

Produzione tedesca. Tutti gli stetoscopi sono dotati di tubo a Y di 56 cm, archetto e padiglione di ottone cromato (32350 e 32358), o di alluminio (32344-7), membrana Ø 44 mm, campana Ø 30 mm (solo 32358).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 32347

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**