



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

STETOSCOPIO LINUX - rosso

Codice di riferimento: 32529

Marca: GIMA

Prezzo: 18.91€

CARATTERISTICHE:

Fonendoscopio con padiglione in lega di zinco e finiture cromate. La speciale progettazione garantisce risultati migliori attraverso la pressione del retro della testina. Speciale conformazione dell'archetto per adattarsi alla struttura auricolare. Fornito in elegante scatola di cartone.

MARCA E MODELLO:

GIMA 32529

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**