



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Stetoscopio professionale per adulti e bambini S20

Codice di riferimento: ST 100001

Marca: CA-MI

Prezzo: 7.32€

Caratteristiche dello stetoscopio professionale S20:

Lo stetoscopio S20 è uno strumento medico indispensabile per verificare la salute del paziente tramite l'ascolto dei suoni del torace, dei polmoni e dei battiti cardiaci. Ha una elevata sensibilità al suono, quindi garantisce notevoli prestazioni eliminando tutti i rumori di fondo che possono compromettere l'ascolto del suono reale. La testina è realizzata in acciaio e le cuffie auricolari sono molto comode da utilizzare, mentre l'archetto auricolare è molto leggero con un sistema a molla che permette di allargarlo facilmente durante l'utilizzo.

 **Acquista subito**