



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Strisce urine 10 parametri in flacone - 100 pezzi

Codice di riferimento: 24069

Marca: GIMA

Prezzo: 18.9€

Caratteristiche delle strisce reattive urine

Le seguenti strisce reattive per l'analisi delle urine consentono di monitorare in maniera semplice e rapida la salute delle vie urinarie.

Con un'unica striscia è possibile ottenere una chiara lettura dei parametri di:

- leucociti
- nitrito
- urobilinogeno
- proteine
- pH
- sangue
- gravità specifica
- chetoni
- bilirubina
- glicemia

Grazie a questo semplice test, si potrà eseguire il controllo dell'alimentazione sana e rilevare eventuali infezioni del tratto urinario, tumori, problemi renali, gotta, febbre, cirrosi, epatite virale, malattie al fegato, insufficienza cardiaca congestizia, ittero, diabete e gravi insufficienze renali.

Le striscette per visual test sono compatibili anche con il lettore Bayer CLINITEK-100. Testa a scadenza breve: entro i 6 mesi.

Marca e modello

GIMA codice 24069

Contenuto della confezione

100 pezzi

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Strisce urine 11 parametri in busta - 15 pezzi](#)

