



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SUPPORTO BICCHIERI - 2 x 600 ml (per Branson 3800)

Codice di riferimento: 35519

Marca: GIMA

Prezzo: 64.66€

CARATTERISTICHE:

Supporto per 2 bicchieri da 600 ml per pulitrici ad ultrasuoni Branson 3800 (codici 35510- 35511-35512).

MARCA E MODELLO:

GIMA 35519

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**