



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **SUPPORTO BICCHIERI - 3 x 250 ml (per Branson 3800)**

**Codice di riferimento:** 35516

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 63.44€

### **CARATTERISTICHE:**

Supporto per 3 bicchieri da 250 ml per pulitrici ad ultrasuoni Branson 3800 (codici 35510- 35511-35512).

### **MARCA E MODELLO:**

GIMA 35516

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

 **Acquista subito**