



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Supporto per flebo in metallo - 4 ganci

Codice di riferimento: 27846

Marca: GIMA

Prezzo: 13.42€

Caratteristiche del supporto per flebo

Il seguente supporto per strutture ospedaliere, realizzato in metallo, è un accessorio da posizionare all'estremità delle aste portaflebo. Il sostegno è dotato di 4 ganci per reggere il cestello e consentire attraverso il flacone, il deflussore e l'ago di somministrare la sostanza liquida direttamente in vena.

Ogni gancio è in grado di sostenere un peso massimo di 1 kg.

Specifiche tecniche

Portata: 1 kg per ogni gancio.

Marca e modello

GIMA codice 27846

Contenuto della confezione

1 pezzo

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Supporto per flebo in plastica - 2 ganci](#)

