



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Polsiera elastica

**Codice di riferimento:** 28731

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 48.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
28731-S-Sinistra	S, Sinistra	48.8€
28741	Destra, S	48.8€
28732	M, Sinistra	48.8€
28742	Destra, M	48.8€
28733	L, Sinistra	48.8€
28743	Destra, L	48.8€
28734	Sinistra, XL	48.8€
28744	Destra, XL	48.8€

### Caratteristiche della polsiera elastica

Questa polsiera in maglia elastica con copertura per la mano è consigliata in caso di tendinite e distorsione. Grazie al tessuto elastico è in grado di adattarsi perfettamente alla forma della mano e del polso risultando così estremamente

confortevole per il paziente. Inoltre, il cuscinetto in gel all'interno del tutore oltre a proteggere e dare una perfetta stabilità, dona un gran sollievo a nervi, muscoli e articolazioni. In questo modo garantisce un rapido recupero dall'infortunio e allo stesso tempo comodità nell'utilizzo.

---

### Taglie disponibili

- S (15-16 cm)
- M (16-17 cm)
- L (17-18 cm)
- XL (18-19 cm)

Disponibile in versione destra e sinistra.

### Marca e modello

GIMA codice 28731

### Contenuto della confezione

1 pezzo

