



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Porta lenzuolino per lettino da visita

Codice di riferimento: 27409

Marca: GIMA

Prezzo: 30.2€

Caratteristiche del porta lenzuolino medico

Il seguente portarotolo per lenzuolini di carta è indicato per i lettini medici, in particolare i letti per fisioterapia, massaggi, visita cardiologica e ambulatori. Il supporto è progettato per permettere al lenzuolino di scorrere agevolmente e favorire una semplice e veloce sostituzione del rotolo. Questo portarotolo è la soluzione ideale per garantire la massima igiene nel proprio studio medico.

Indicato per i seguenti letti: codice 27416 e 27417.

Marca e modello

GIMA codice 27409

Contenuto della confezione

1 pezzo

Altri modelli disponibili

- [Portarotolo per lettino medico](#)
- [Porta lenzuolino medico](#)
- [Portarotolo per letto medico in legno](#)

 **Acquista subito**
