



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Porta lenzuolino medico

**Codice di riferimento:** 27511

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 41.48€

### Caratteristiche del porta lenzuolino medico

Il seguente portarotolo per lettino medico si contraddistingue per la sua praticità e facilità di montaggio. Infatti, per montare il supporto è sufficiente fissare l'asta tra le due piastre laterali e installarle nel lettino da visita con i volantini in dotazione, facendo attenzione solo a non invertire le parti. Anche la sostituzione è altrettanto semplice e veloce. Basta sfilare solo un volantino e allentare leggermente l'opposto.

Adatto ai seguenti lettini: cod. 27502/05.

### Marca e modello

GIMA codice 27511

### Contenuto della confezione

1 pezzo

### Altri modelli disponibili

- [Portarotolo per lettino medico](#)
- [Porta lenzuolino per lettino da visita](#)
- [Portarotolo per letto medico in legno](#)

 **Acquista subito**