



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sutura Ass. Truglyde Calibro 4/0, Curva 1/2, Ago 17 Mm - 75 Cm - Incolore

Codice di riferimento: 22971

Marca: GIMA

Prezzo: 61.7€

CARATTERISTICHE:

TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito

- Calibro: 4/0
- Metrico: 1.5
- Colore: Incolore
- Forma: 1/2
- Lunghezza ago: 17 mm
- Lunghezza sutura: 75 cm

Caratteristiche tecniche:

- acido poliglicolico intrecciato e rivestito
- rivestita con stearato di calcio e poliglactina 310
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 28-30 giorni
- assorbimento di massa: 70-90 giorni

Applicazioni:

- per la chiusura, riavvicinamento dei tessuti molli durante interventi generali, ginecologici e ortopedici

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 22971

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 12 Pezzi

