



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **Sutura Ass. Truglyde Calibro 4/0, Curva 3/8, Ago 16 Mm - 45 Cm - Incolore**

**Codice di riferimento:** 22970

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 61.7€

### **CARATTERISTICHE:**

TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito

- Calibro: 4/0
- Metrico: 1.5
- Colore: Incolore
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 16 mm
- Lunghezza sutura: 45 cm

Caratteristiche tecniche:

- acido poliglicolico intrecciato e rivestito
- rivestita con stearato di calcio e poliglactina 310
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 28-30 giorni
- assorbimento di massa: 70-90 giorni

Applicazioni:

- per la chiusura, riavvicinamento dei tessuti molli durante interventi generali, ginecologici e ortopedici

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

**MARCA E MODELLO:**

GIMA - Codice Prodotto 22970

---

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

Confezione da 12 Pezzi

