



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sutura Ass. Trusynth Calibro 1, Curva 1/2, Ago 40 Mm - 90 Cm - Viola

Codice di riferimento: 22950

Marca: GIMA

Prezzo: 56.12€

CARATTERISTICHE:

TRUSYNTH - poliglactina intrecciata e rivestita 910
Equivalente a Ethicon: VICRYL

- Calibro: 1
- Metrico: 4.0
- Colore: Viola
- Forma: 1/2
- Lunghezza ago: 40 mm
- Lunghezza sutura: 90 cm

Caratteristiche tecniche:

- poliglactina 910 intrecciata e rivestita
- rivestita da calcio e poliglactina 370
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 28-30 giorni
- assorbimento di massa: 56-70 giorni

Applicazioni:

- procedure oftalmiche
- chiusure della mucosa
- chiusura della pelle
- chirurgia dentale

- chirurgia ortopedica
- chiusura, riavvicinamento dei tessuti in generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 22950

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 12 Pezzi

