



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sutura Ass. Trusynth Calibro 4/0, Curva 1/2, Ago 19 Mm - 75 Cm - Viola

Codice di riferimento: 22955

Marca: GIMA

Prezzo: 56.12€

CARATTERISTICHE:

TRUSYNTH - poliglattina intrecciata e rivestita 910
Equivalente a Ethicon: VICRYL

- Calibro: 4/0
- Metrico: 1.5
- Colore: Viola
- Forma: 1/2
- Lunghezza ago: 19 mm
- Lunghezza sutura: 75 cm

Caratteristiche tecniche:

- poliglattina 910 intrecciata e rivestita
- rivestita da calcio e poliglattina 370
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 28-30 giorni
- assorbimento di massa: 56-70 giorni

Applicazioni:

- procedure oftalmiche
- chiusure della mucosa
- chiusura della pelle
- chirurgia dentale

- chirurgia ortopedica
- chiusura, riavvicinamento dei tessuti in generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 22955

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 12 Pezzi

