



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sutura Ass. Trusynth Fast Calibro 3/0, Curva 3/8, Ago 24 Mm - 70 Cm - Incolore

Codice di riferimento: 22916

Marca: GIMA

Prezzo: 58.56€

CARATTERISTICHE:

TRUSYNTH FAST - poliglactina intrecciata e rivestita 910 veloce
Equivalente a Ethicon: VICRYL RAPID

- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: Incolore
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 24 mm
- Lunghezza sutura: 70 cm

Caratteristiche tecniche:

- sutura chirurgica riassorbibile sintetica
- intrecciato e rivestito con poliglactina 910
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- periodo di assorbimento: 42 giorni

Applicazioni:

- chiusura, riavvicinamento dei tessuti in generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 22916

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 12 Pezzi

