



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SUTURA ASSORBIBILE ETHICON VICRYL RAPID - 3/0 ago 19 mm

Codice di riferimento: 22372

Marca: GIMA

Prezzo: 145.91€

CARATTERISTICHE:

VICRYL RAPID INTRECCIATO - Sutura chirurgica sterile assorbibile

Assorbimento completo in 42 giorni

- Codice Ethicon: V2930G
- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: incolore
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 19 mm
- Ago: FS-2
- Lunghezza sutura: 45 cm
- Minimo di vendita: confezione da 12 pezzi

Vicryl Rapid Braided è indicato esclusivamente per l'avvicinamento di tessuti molli superficiali quali pelle e mucosa, dove è richiesto un supporto di breve periodo (7-10 giorni).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 22372

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 12 Pezzi

