



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SUTURA CLINIMONO Q - GAUGE 5/0 - ago 16 mm

Codice di riferimento: 25907

Marca: GIMA

Prezzo: 78.6€

CARATTERISTICHE:

CLINIMONO Q MONOFILO SINTETICO

CliniMono Q è una sutura monofilo sterile ed assorbibile in PGCL non colorata. Assorbimento completo in 90 giorni. Indicata per avvicinamento e/o legature dei tessuti molli superficiali, ma non per l'uso in chirurgia cardiovascolare o neurologica. È l'equivalente del Monocryl Ethicon ed è anche usata per le suture sottocutanee e sottocuticolari nella chirurgia generica o per i pazienti lontani da casa che non possono tornare dal medico per rimuovere i punti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Calibro:
 - USP: 5/0
 - Metrico: 1
- Ago: 16 mm
- Forma dell'ago: 3/8
- Tipo di ago: tagliente esterno
- Lunghezza: 70 cm

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 25907

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 12 Pezzi

