



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sutura Non Ass. Trulene Calibro 0, Curva 1/2, Ago 30 Mm - 70 Cm - Blu

Codice di riferimento: 22871

Marca: GIMA

Prezzo: 26.84€

CARATTERISTICHE:

TRULENE - sutura monofilamento non assorbibile in polipropilene
Equivalente a Ethicon: PROLENE

- Calibro: 0
- Metrico: 3.5
- Colore: Blu
- Forma: 1/2
- Lunghezza ago: 30 mm
- Lunghezza sutura: 70 cm

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento di polipropilene
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- cura di ernie
- impianti permanenti
- chirurgia generale
- micro chirurgia
- chirurgia ortopedica
- chirurgia cardiovascolare

- chirurgia plastica
- può essere utilizzata anche in procedure oftalmiche e neurologiche

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 22871

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 12 Pezzi

