



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sutura Non Ass. Trulene Calibro 3/0, Curva 3/8, Ago 24 Mm - 70 Cm - Blu

Codice di riferimento: 22874

Marca: GIMA

Prezzo: 26.84€

CARATTERISTICHE:

TRULENE - sutura monofilamento non assorbibile in polipropilene
Equivalente a Ethicon: PROLENE

- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: Blu
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 24 mm
- Lunghezza sutura: 70 cm

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento di polipropilene
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- cura di ernie
- impianti permanenti
- chirurgia generale
- micro chirurgia

- chirurgia ortopedica
 - chirurgia cardiovascolare
 - chirurgia plastica
 - può essere utilizzata anche in procedure oftalmiche e neurologiche
-

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 22874

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 12 Pezzi

