



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sutura Non Ass. Trulene Calibro 6/0, Curva 3/8, Ago 13 Mm - 45 Cm - Blu

Codice di riferimento: 22884

Marca: GIMA

Prezzo: 30.5€

CARATTERISTICHE:

TRULENE - sutura monofilamento non assorbibile in polipropilene
Equivalente a Ethicon: PROLENE

- Calibro: 6/0
- Metrico: 0.7
- Colore: Blu
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 13 mm
- Lunghezza sutura: 45 cm

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento di polipropilene
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- cura di ernie
- impianti permanenti
- chirurgia generale
- micro chirurgia

- chirurgia ortopedica
 - chirurgia cardiovascolare
 - chirurgia plastica
 - può essere utilizzata anche in procedure oftalmiche e neurologiche
-

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 22884

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 12 Pezzi

