



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sutura Non Ass. Trulon Calibro 2/0, Curva 3/8, Ago 45 Mm - 70 Cm - Nero

Codice di riferimento: 22801

Marca: GIMA

Prezzo: 23.1€

CARATTERISTICHE:

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide
Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON

- Calibro: 2/0
- Metrico: 3.0
- Colore: Nero
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 45 mm
- Lunghezza sutura: 70 cm

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento di poliammide
- non aderenti e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- per la chiusura cuticolare e sottocuticolare
- chirurgia ortopedica
- oftalmica
- suture generali

- micro chirurgia

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 22801

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 12 Pezzi

