



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **Sutura Non Ass. Trulon Calibro 3/0, Curva 3/8, Ago 24 Mm - 45 Cm - Blu**

**Codice di riferimento:** 22804

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 23.1€

### **CARATTERISTICHE:**

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide  
Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON

- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: Blu
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 24 mm
- Lunghezza sutura: 45 cm

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento di poliammide
- non aderenti e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- per la chiusura cuticolare e sottocuticolare
- chirurgia ortopedica
- oftalmica
- suture generali

- micro chirurgia

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

---

**MARCA E MODELLO:**

GIMA - Codice Prodotto 22804

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

Confezione da 12 Pezzi

