



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sutura Non Ass. Trulon Calibro 3/0, Curva 3/8, Ago 24 Mm - 45 Cm - Nero

Codice di riferimento: 22808

Marca: GIMA

Prezzo: 20.13€

CARATTERISTICHE:

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide
Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON

- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: Nero
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 24 mm
- Lunghezza sutura: 45 cm

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento di poliammide
- non aderenti e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- per la chiusura cuticolare e sottocuticolare
- chirurgia ortopedica
- oftalmica
- suture generali

- micro chirurgia

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 22808

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 12 Pezzi

