



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sutura Non Ass. Trusilk Calibro 3/0, Curva 1/2, Ago 22 Mm Rotondo - 45 Cm - Nero

Codice di riferimento: 22837

Marca: GIMA

Prezzo: 20.13€

CARATTERISTICHE:

TRUSILK - sutura multifilamento non assorbibile di seta nera intrecciata
Equivalente a Ethicon: MERSILK / PERMA-HAND SILK

- Calibro: 3/0
- Metrico: 2.0
- Colore: Nero
- Forma: 1/2
- Lunghezza ago: 22 mm
- Lunghezza sutura: 45 cm

Caratteristiche tecniche:

- realizzata con fibre proteiche al 100%
- rivestita di cera/silicone
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni

Applicazioni:

- chirurgia generale
- chirurgia oftalmica
- chirurgia cardiovascolare
- chirurgia gastrointestinale

- chirurgia ortopedica

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 22837

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 12 Pezzi

