



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Taglia fili chirurgico C.T. per cavi 0-1 mm - 14 cm

Codice di riferimento: 26570

Marca: GIMA

Prezzo: 63.44€

Caratteristiche del taglia fili chirurgico

Il seguente taglia fili è uno strumento utilizzato in chirurgia per il taglio di cavi morbidi da 0 a 1 mm. La tronchese è realizzata in acciaio Inox AISI 410 ed è dotata di punte in carburo di tungsteno. Grazie a questi materiali, la pinza taglia filo risulta estremamente robusta e particolarmente resistente alla corrosione. Tali caratteristiche, in combinazione con la solidità delle punte e l'elevato grado di precisione in grado di offrire, rendono questa tronchesina uno strumento sicuro ed affidabile.

Specifiche tecniche

Lunghezza: 14 cm

Marca e modello

GIMA codice 26570

Contenuto della confezione

1 pezzo

Altri modelli disponibili

- [Taglia fili chirurgico C.T. per cavi fino a 1.6 mm - 18 cm](#)
- [Taglia fili chirurgico C.T. per cavi fino a 2 mm - 18 cm](#)

