



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

TAMPONI ROTONDI COTONE 50 mm

Codice di riferimento: 35017

Marca: GIMA

Prezzo: 139.08€

CARATTERISTICHE:

Tamponi di garza in puro cotone idrofilo, 20 strati, filato 40/40 oppure in tessuto non tessuto, non sterile. • Cotone • Ø 50 mm • Misure aperte: 22 x 18 cm • Cartone da 10 sacchetti da 100 palline. • Minimo vendita: 1000 pz.

MARCA E MODELLO:

GIMA 35017

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 1000 pz.



35017



35015



35016



 **Acquista subito**