



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Tappettino terapeutico per magnetoterapia - alta frequenza

Codice di riferimento: TAP-HF

Marca: IACER

Prezzo: 108.58€

Caratteristiche del tappettino per magnetoterapia alta frequenza:

Il tappettino per magnetoterapia ad alta frequenza, da utilizzare con l'apparecchio di magnetoterapia Mag 1000, è l'ideale per la cura di quei disturbi che affliggono la schiena. Il tappettino permette di trattare zone più vaste e per trattamenti a lunga durata, magari durante il sonno. È particolarmente indicato per anziani o per persone con difficoltà motorie.

Ulteriori dettagli:

- Compatibile con il modello Mag 1000
- Misure: 40x40 cm

 **Acquista subito**