



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Tappetino terapeutico per magnetoterapia

**Codice di riferimento:** TAP2000

**Marca:** IACER

**Prezzo:** 159€

### Caratteristiche del tappetino per magnetoterapia:

Il tappetino per magnetoterapia, specificatamente indicato per i generatori Mag 2000 e Mag 2000Plus, consente di espandere il trattamento magnetoterapico in zone molto vaste, come ad esempio la schiena. Per questo è consigliato per tutti quei pazienti, in particolare gli anziani, che soffrono di disturbi alla schiena che possono però essere curati attraverso trattamenti di magnetoterapia. Il tappetino presenta 2 cavi con 3 solenoidi per un totale di 6 solenoidi.

### Ulteriori dettagli:

- Compatibile con i modelli Mag 2000 e Mag 2000Plus
- Misure: 40x40 cm

### Domande frequenti

#### Cos'è il tappetino terapeutico per magnetoterapia?

Il tappetino per magnetoterapia è uno strumento da utilizzare con gli apparecchi Mag 2000 e Mag 2000 Plus e serve per trattare il mal di schiena.

#### Chi può usufruire del trattamento con il tappetino per magnetoterapia?

Il tappetino per magnetoterapia è indicato per tutti quei soggetti, soprattutto per gli anziani, che accusano dolori derivanti dal mal di schiena che possono essere curati mediante trattamenti di magnetoterapia.

## Da cosa è composto il tappetino per magnetoterapia?

Il tappetino per magnetoterapia è dotato da 2 cavi con 3 solenoidi, per un totale di 6 solenoidi.

---

