



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## TAPING KINESIOLOGIA 5 m x 5 cm - rosso

**Codice di riferimento:** 34747

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 6.71€

### CARATTERISTICHE:

TAPING KINESIOLOGICO STANDARD - spessore 0.48 mm

- Dimensioni: 5 m x 5 cm
- Colore: rosso

Taping kinesiologici di alta qualità adatti a ogni parte del corpo. Garantiscono un sostegno e una compressione forti e sono ottimali per il trattamento di sintomi muscolari, per stimolare la circolazione sanguigna e in caso di derivazioni di fasci nervosi e della linfa. Riducono il dolore e migliorano le performance degli atleti. Facili da strappare e da snodare.

Confezionati singolarmente in sacca di plastica e scatole di cartone.

- cotone morbido ipoallergenico e flessibile, elasticità fino al 160%
- resistente all'acqua (livello 3) e al sudore al 70%
- ultra adesivo: fino a 7 giorni

Scatola e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES)

Materiale: 97% cotone, 3% elasthan

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

### MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 34747

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

---

1 Pezzo

