



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

TAPPINI SANIBEL ADI INFANT 4-7 mm - blu

Codice di riferimento: 53516

Marca: GIMA

Prezzo: 81.4€

CARATTERISTICHE:

I tappini monouso SANIBEL™ sono progettati appositamente per l'uso con strumenti acustici e per sistemi di emissione otoacustici.

Realizzate in materiale biocompatibile morbido e viscoso, sono l'ideale per garantire una sigillatura ottimale, consentendo così al tester di poter proseguire rapidamente con altri compiti.

Disponibili in diverse misure e forme (a fungo o flangiate per i neonati).

La gamma completa consente di adattarsi ad ogni tipologia e dimensione di canale uditivo.
Tutte le olive Sanibel™ sono prive di lattice.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPATIBILITÀ VERIFICATA PER SANIBEL™ ADI

- Amplivox®
- Otowave™ con sonda chiara (Tipo 1)
- Interacoustics®
- AT235™ & AT235h™ con adattatore punta della sonda chiara
- AA222™ & AA220™ con adattatore punta della sonda chiara
- Eclipse™ et MT10™ con adattatore punta della sonda chiara
- Titan™

- Maico®
 - MI24™
 - MI26™
 - MI34™
 - MI44™ con adattatore punta della sonda chiara
 - easyTimp™
 - Otowave™
 - Ero-scan plus™
 - easyScreen™
- MEDRx®
 - Otowave™
- Grason-Stadler®
 - Corti™

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 53516

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 100 Pezzi

