



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

TAPPINI SANIBEL AZE A FUNGO 10 mm - azzurro

Codice di riferimento: 53503

Marca: GIMA

Prezzo: 157.1€

CARATTERISTICHE:

I tappini monouso SANIBEL™ sono progettati appositamente per l'uso con strumenti acustici e per sistemi di emissione otoacustici.

Realizzate in materiale biocompatibile morbido e viscoso, sono l'ideale per garantire una sigillatura ottimale, consentendo così al tester di poter proseguire rapidamente con altri compiti.

Disponibili in diverse misure e forme (a fungo o flangiate per i neonati).

La gamma completa consente di adattarsi ad ogni tipologia e dimensione di canale uditivo. Tutte le olive Sanibel™ sono prive di lattice.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPATIBILITÀ VERIFICATA PER SANIBEL™ AZE

- Grason-Stadler®
- Tymptar™

- Interacoustics®
- AT235™ & AT235h™ con punta sonda nera
- AA222™ & AA220™ con punta sonda nera
- ex MT10™

- Maico®
 - MI24™
 - MI26™
 - MI34™
 - MI44™ con punta sonda nera
-

- Kamplex®
 - Tutti i timpanometri

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 53503

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 100 Pezzi

