

Numero Verde

**800 172547**



Da cellulare

**030 7777942**

## TAPPINI SANIBEL AZE A FUNGO 6 mm - viola

**Codice di riferimento:** 53500

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 157.1€

### CARATTERISTICHE:

I tappini monouso SANIBEL™ sono progettati appositamente per l'uso con strumenti acustici e per sistemi di emissione otoacustici.

Realizzate in materiale biocompatibile morbido e viscoso, sono l'ideale per garantire una sigillatura ottimale, consentendo così al tester di poter proseguire rapidamente con altri compiti.

Disponibili in diverse misure e forme (a fungo o flangiate per i neonati).

La gamma completa consente di adattarsi ad ogni tipologia e dimensione di canale uditivo. Tutte le olive Sanibel™ sono prive di lattice.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMPATIBILITÀ VERIFICATA PER SANIBEL™ AZE

- Grason-Stadler®  
- Tymptar™
- Interacoustics®  
- AT235™ & AT235h™ con punta sonda nera  
- AA222™ & AA220™ con punta sonda nera  
- ex MT10™

- Maico®
    - MI24™
    - MI26™
    - MI34™
    - MI44™ con punta sonda nera
- 

- Kamplex®
  - Tutti i timpanometri

### **MARCA E MODELLO:**

Gima - Codice 53500

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

Una Confezione da 100 Pezzi

