



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Targhetta Littmann - Nera - 40007

Codice di riferimento: 51494

Marca: GIMA

Prezzo: 7.32€

CARATTERISTICHE:

La targhetta identificativa 3M™ Littmann® permette di personalizzare il proprio stetofonendoscopio.

Codice 3M: 40007

Colore: nero

Grazie alla modalità di applicazione, questo accessorio è compatibile con tutti i modelli di stetoscopio e fonendoscopio Littmann.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 51494

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 kit

 **Acquista subito**