



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tavolino per carrozzina (per cod. 27709 e 27716)

Codice di riferimento: 27706

Marca: GIMA

Prezzo: 49.1€

Caratteristiche del tavolino per carrozzina

Il tavolino servitore è un accessorio per carrozzine indispensabile per molti utilizzatori. Infatti, oltre a consumare comodamente i pasti fuori casa, questo ausilio permette di trasportare e tenere gli oggetti a portata di mano, utilizzare il PC senza doverlo mantenere sulle ginocchia o semplicemente riposare le braccia. Il fissaggio del tavolino è molto semplice, è sufficiente posizionare il vassoio e assicurarlo alla carrozzina girando le comode manopole poste ai lati della struttura. Questo modello, leggero e resistente, è adatto per le seguenti carrozzine: codice 27709 e 27716.

Marca e modello

GIMA codice 27706

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**