



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Teca Per Defibrillatore

Codice di riferimento: LTD780

Marca: DIMED

Prezzo: 160.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
LTD780-SENZA-ALLARME	SENZA ALLARME	160.8€
LTD780-CON-ALLARME	CON ALLARME	160.8€

CARATTERISTICHE:

Teca Per Defibrillatore

MARCA E MODELLO:

DIMED LTD780 - LTD781

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

VARIABILI:

LTD780 Teca per defibrillatore

LTD781 Teca per defibrillatore - con allarme

Domande frequenti

Quanto costa la teca per defibrillatore?

Il costo della teca per defibrillatore è 119,61€. Attenzione, il prezzo del prodotto potrebbe variare in funzione a offerte o variazioni del prezzo di listino.

A cosa serve la teca per defibrillatore?

La teca per defibrillatore è studiata per conservare e proteggere da agenti esterni ed eventuali furti il DAE.

Dove si deve posizionare la teca per defibrillatore?

La teca per defibrillatore deve essere posizionata in modo da essere riconoscibile, immediatamente visibile e facilmente utilizzabile senza alcun tipo di impedimento.

Posizionare la teca per defibrillatore all'esterno potrebbe compromettere il dispositivo?

Assolutamente no, esistono infatti delle teche dotate di sistema di riscaldamento studiate appositamente per essere posizionati in ambienti esterni.

