



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

TEGADERM 3M - 15 x 20 cm

Codice di riferimento: 34903

Marca: GIMA

Prezzo: 51.2€

CARATTERISTICHE:

Medicazioni originali 3M - Pellicola trasparente - 1628 TEGADERM™ - 15 x 20 cm - sterile Minimo di vendita: conf. da 10
50 pz. Medicazioni trasparenti per la protezione delle ferite. Il sistema di applicazione a cornice si adatta a qualsiasi tipo
di misura e forma. La sua forma sacrale unica permette l'applicazione anche sulle parti più difficili. Barriera batterica
impermeabile sterile traspirante.

MARCA E MODELLO:

GIMA 34903

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 10 pz.

 **Acquista subito**