



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## TEGADERM 3M ALGINATE AG - 10 x 10 cm - argento

**Codice di riferimento:** 34965

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 81.74€

### CARATTERISTICHE:

Medicazioni originali 3M - Alginato ed alginato AG - 90312 TEGADERM™ ALGINATE AG - 10 x 10 cm - con argente  
Minimo di vendita: conf. da 10 pz. Medicazione sterile, conformabile e assorbente. è indicata per la medicazione di ferite con produzione di essudato moderata-alta. Antimicrobica e altamente assorbente, è composta da alginato di calcio sterile, carbossimetilcellulosa e da un complesso di argento ionico. Il rilascio di argento ionico riduce con grande efficacia la carica microbica causata da un ampio spettro di microorganismi, compresi i batteri resistenti agli antibiotici (MRSA e VRE).

### MARCA E MODELLO:

GIMA 34965

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 10 pz.

 **Acquista subito**