



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

TEGADERM 3M I.V. ADVANCED 6.5x7 cm per linee periferiche

Codice di riferimento: 34947

Marca: GIMA

Prezzo: 141.52€

CARATTERISTICHE:

TEGADERM 3M I.V. ADVANCED 6.5x7 cm per linee periferiche

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 34947

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 100 Pezzi

 **Acquista subito**