



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Tegaderm Roll Medicazione Non Sterile Trasparente In Rotolo

Codice di riferimento: 16002

Marca: INTERMED

Prezzo: 67.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
16002	cm 5 x m 10	67.6€
16004	cm 10 x m 10	67.6€
16006	cm 15 x m 10	67.6€

CARATTERISTICHE:

3M Tegaderm Roll e' una medicazione trasparente non sterile, costituita da un sottile supporto in poliuretano e un adesivo ipoallergenico, privo di lattice. La medicazione e' traspirabile, permeabile al vapore acqueo ed all'ossigeno ma impermeabile ai liquidi, ai batteri e ai virus. Queste caratteristiche consentono di proteggere la cute da danni meccanici e dal contatto con sostanze irritanti mantenendo all'esterno i contaminanti e i liquidi e consentendo una traspirazione ottimale della cute. L'impermeabilita' consente al paziente di essere lavato senza interferire con la medicazione. La sua trasparenza consente di osservare costantemente la cute, senza necessariamente sostituire la medicazione. Tegaderm Roll ha tutti i vantaggi della medicazione Tegaderm, sottile, flessibile e quindi molto conformabile, con un sistema di applicazione che consente un facile e veloce fissaggio senza sprechi, adattabile anche alle aree del corpo piu' difficili da medicare. Questo prodotto permette all'utilizzatore di ritagliare la lunghezza desiderata.

Specifiche:

supporto: film in poliuretano dello spessore inferiore a 1 mm, grazie alla sua trasparenza, consente un continuo

monitoraggio del sito e permette di rilevare l'eventuale insorgenza di segnali d'infezione. Il supporto consente, inoltre, un corretto passaggio di ossigeno e di vapore acqueo, rispettando le funzioni fisiologiche della cute e riducendo il rischio di macerazione;

adesivo: miscela di acrilati ipoallergenico e quindi garantisce un'eccellente tolleranza cutanea e una bassa frequenza di reazioni allergiche;

fascia centimetrata per facilitare l'applicazione e la misurazione.

MARCA E MODELLO:

3M TEGADERM ROLL

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo a confezione

TAGLIE:

Dimensioni

16002

cm 5 x m 10 (1 pz.)

16004

cm 10 x m 10 (1 pz.)

16006

cm 15 x m 10 (1 pz.)

