



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Telaio per crociera modulare in alluminio - DIs

Codice di riferimento: PR1-2701

Marca: RO+TEN

Prezzo: 62.48€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR1-2701-S	S	62.48€
PR1-2701-M	M	62.48€
PR1-2701-L	L	62.48€
PR1-2701-XL	XL	62.48€

Caratteristiche del telaio per crociera modulare in alluminio - DIs

Telaio per busto SAT semirigido da uomo o da donna (rispettivamente numeri articolo PR1-1354/27 e PR1-1322/27), realizzato in lega leggera d'alluminio e con sistema di tiranti elastici e chiusura anteriore.

Le barre sotto-ascellari di questo telaio sono regolabili sulle aste montanti e permettono di adattarlo alle proprie esigenze. Le pelottine deltapettorali imbottite lo rendono ancora più efficace e confortevole, facendone un telaio per busto adatto al trattamento di dorso curvo, osteoporosi, spondilodisciti, cifosi dorsale, spondilite, osteomalacia, fratture dorso-lombari per garantire il migliore dei recuperi.

Specifiche tecniche

- Materiale: lega leggera di alluminio
- Colore: bianco e grigio

Marca

Ro+ten

Taglie

Taglia	S	M	L	XL
Cm circonferenza sottoascellare	75/85 cm	85/95 cm	95/105 cm	105/115 cm
Cm circonferenza vita	65/80	80/95	95/110	110 e più
Cm circonferenza abcino	70/85	85/100	100/115	115 e più

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Dis telaio per crociera in alluminio modulare regolabile](#)

