

Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Telecamera digitale per colposcopio Colpy


Codice di riferimento: 29603

Marca: GIMA

Prezzo: 1110.2€

Caratteristiche della telecamera digitale per colposcopio Colpy

Telecamera per colposcopio MC1 digitale per convertire il Colpy in un video-colposcopio semplicemente ponendo la telecamera su un oculare e collegando il tutto a un monitor. Questa telecamera per Colpy è uno strumento tecnologico di qualità, con processore a 10 bit che garantisce una resa fedele con colori naturali anche grazie al suo sensibilissimo sensore CDC.



Specifiche tecniche

- Uscita video: composito RCA, cavo da 3 m
- Risoluzione: 480 linee min
- Dimensioni testa: 38 x 40 x 70 mm (LXHXP)
- Peso testa: 150 g
- Sensore: CCD 1/3
- Standard PAL
- Sensibilità: 0,5 lux @ F 1,2 50 IRE

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

